



L550 低速桌上型大容量離心機

L550低速桌上型大容量離心機專為酒吧、餐酒館分子料理之果汁果酒分離而設計,提供多款轉子、掛架、適配器,機器外觀簡潔大方,操作便捷。

產品特點 Product advantages

- ◆微電腦控制、交流變頻電機驅動、力矩大、無碳粉污染、免維護。
- ◆自動計算及設置離心力RCF值,可編程操作,可存儲多個常規程序。
- ◆設有超速、超溫、門蓋保護、等多種保護措施,確保人身、機器安全。
- ◆9種升速曲線、10種減速曲線、兩級阻尼減震、防止樣品二次懸沉,使離心效果達到最佳。

主要技術參數 Technical parameter

型號	L550
最高轉速	5500 轉/min (rpm)
最大相對離心力	5310 xg
最大容量	4x500ml
轉速精度	± 10 轉/min
定時範圍	1min~99min59s
整機噪音	≤65dB (A)
電 源	AC110V /60Hz
整機功率	750W
外形尺寸(長×寬×高)	470×560×380 (mm)
包裝尺寸(長×寬×高)	547×727×422 (mm)
淨 重	50kg

轉子參數 Rotor parameters

No.1



名稱:角轉子
最高轉速: 5500r/min
最大離心力: 5310xg
最大容量: 12x15ml
訂貨號: 0301808710

No.3



名稱:微盤轉子
最高轉速: 4000r/min
最大離心力: 2200xg
最大容量: 2x2x96孔
訂貨號: 0302853860



名稱:微盤掛架
適配器: 2×2×96孔
可根據工作板或PCR板定制適配器
訂貨號: 0303853810

轉子	掛杯	適配器	容量/訂貨號	適配器	容量/訂貨號
<p>No:2</p>  <p>名稱：水平轉子 最高轉速：4000r/min 最大離心力：3040xg 最大容量：4 × 500ml 訂貨號：0302850110 (不包括掛杯)</p>	 <p>名稱：圓杯 訂貨號：0303891022</p>		4x1x250ml 0304891142		4x2x100ml 0304891009
			4x4x50ml (尖/圓) 0304891008		4x7x20ml 0304851485
			4x9x15ml (尖/圓) 0304891083		4x11x15ml (尖) (管帽≤21.5mm) 0304891508
			4x14x10ml 0304891705		4x19x5/7ml真空採血管 0304851450
			4x36x1.5ml 0304891677		/
	 <p>名稱：方杯 訂貨號：0303851421</p>		4x1x250ml 0304891041		4x3x100ml 0304891744
			4x6x50ml (尖/圓) 0304891014		4x12x15ml (尖/圓) 0304891582 (尖) 0304891779 (圓)
			4x20x10ml 0304891077		4x31x5/7ml真空採血管 0304891782
			4x56x1.5ml 0304891603		/
	 <p>名稱：微盤掛架 訂貨號：0303891110</p>	<p>4x1x96深孔板 4x2x96淺孔板 (僅適用於塑料板)</p>			

<p>No:4</p>  <p>最大容量: 4x100ml 最高轉速: 5000r/min 最大離心力: 4390xg 訂貨號: 0302853590</p>	 <p>名稱: 管架 訂貨號: 0303853580 容量: 4 × 100ml</p>	<p>名稱: 适配器 容量: 4x50ml 訂貨號: 0304891064</p>	<p>名稱: 适配器 容量: 4x15ml (尖) 訂貨號: 0304891127</p>
<p>No:5</p>  <p>最大容量: 4x200ml 最高轉速: 4200r/min 最大離心力: 3100xg 訂貨號: 0302853590</p>	 <p>名稱: 管架 訂貨號: 0303853545 容量: 4 × 2 × 100ml</p>	<p>名稱: 适配器 容量: 4x2x50ml 訂貨號: 0304891064</p>	<p>名稱: 适配器 容量: 4x2x15ml (尖) 訂貨號: 0304891127</p>
 <p>最大容量: 4x200ml 最高轉速: 4200r/min 最大離心力: 3100xg 訂貨號: 0302853590</p>	 <p>名稱: 管架 容量: 4 × 8 × 15ml 訂貨號: 0303853560</p>	<p>名稱: 适配器 容量: 4x2x50ml (尖) 訂貨號: 0304891126</p>	<p>名稱: 适配器 容量: 4x6x5ml真空管 訂貨號: 0304853510</p>
 <p>名稱: 管架 容量: 4 × 2 × 50ml 訂貨號: 0303853540</p>	 <p>名稱: 管架 容量: 4 × 2 × 50ml 訂貨號: 0303853540</p>	<p>名稱: 适配器 容量: 4x2x30ml 訂貨號: 0304891125</p>	<p>名稱: 适配器 容量: 4x4x10ml 訂貨號: 0304853511</p>
 <p>名稱: 管架 容量: 4 × 2 × 50ml 訂貨號: 0303853540</p>	 <p>名稱: 管架 容量: 4 × 2 × 50ml 訂貨號: 0303853540</p>	<p>名稱: 适配器 容量: 4x2x20ml 訂貨號: 0304853507</p>	<p>名稱: 适配器 容量: 8x4壓積管 訂貨號: 0304853512</p>
 <p>名稱: 管架 容量: 4 × 2 × 50ml 訂貨號: 0303853540</p>	 <p>名稱: 管架 容量: 4 × 2 × 50ml 訂貨號: 0303853540</p>	<p>名稱: 适配器 容量: 4x2x15ml 訂貨號: 0304891128</p>	<p>名稱: 适配器 容量: 8x3x1.5ml 訂貨號: 0304853533</p>
 <p>名稱: 管架 容量: 4 × 2 × 50ml 訂貨號: 0303853540</p>	 <p>名稱: 管架 容量: 4 × 2 × 50ml 訂貨號: 0303853540</p>	<p>名稱: 适配器 容量: 10ml 訂貨號: 0304853530</p>	<p>名稱: 适配器 容量: 5ml 訂貨號: 0304853532</p>
 <p>名稱: 管架 容量: 4 × 2 × 50ml 訂貨號: 0303853540</p>	 <p>名稱: 管架 容量: 4 × 2 × 50ml 訂貨號: 0303853540</p>	<p>名稱: 适配器 容量: 7ml 訂貨號: 0304853531</p>	<p>可根據需求定制适配器</p>
 <p>名稱: 管架 容量: 4 × 2 × 50ml 訂貨號: 0303853540</p>	 <p>名稱: 管架 容量: 4 × 2 × 50ml 訂貨號: 0303853540</p>	<p>可根據需求定制适配器</p>	<p>可根據需求定制适配器</p>